


# Catalogo semilavorati per plantari e materiali

2025



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



“

Se incontrarsi è stato un evento lieto e fortunato, fondare un gruppo e gestirlo è una volontà, che portiamo avanti ogni giorno con fiducia, perseveranza e competenza.

”

*Pamela Pirovano e Paolo Rossi*  
founders, Headquarters Svizzera



Per saperne di più su  
chi siamo e sulla nostra  
storia inquadra il qr code



# Contenuto

<b>SEMILAVORATI PER PLANTARI .....</b>	<b>7</b>
Linea H.....	8
Linea Z .....	10
Linea J .....	12
<b>PLANTARI SEMILAVORATI CAD CAM.....</b>	<b>13</b>
<b>KIT PLANTARI.....</b>	<b>17</b>
<b>PLANTARI PERSONALIZZATI.....</b>	<b>19</b>
<b>MATERIE PRIME.....</b>	<b>23</b>
Ricoperture superiori .....	24
Rivestimenti.....	25
Rivestimenti poliuretani.....	29
Rivestimenti diabetici.....	30
Basi.....	32
Resine e rinforzi .....	34
Tessuto fibra di carbonio .....	35
<b>BLOCCHI.....</b>	<b>37</b>
Blocchi linea Orthoservice Ro+Ten .....	38
Blocchi linea AFT .....	41
<b>ACCESSORI.....</b>	<b>45</b>
<b>MICROFIBRA DURAFIT .....</b>	<b>49</b>
<b>AFT INTERNATIONAL .....</b>	<b>58</b>
Condizioni generali di vendita .....	59

# Un unico sistema azienda, tante unità produttive e gestionali



## I numeri di ORTHOSERVICE RO+TEN

- Presente dal 1978 nel settore delle ortesi
- Oltre 130 dipendenti
- Brevetti accreditati
- Esportazione in 20 paesi



**RO+TEN S.r.l.**  
1978 - Verano Brianza, Italia



**ORTHOSERVICE AG**  
1996 - Chiasso, Svizzera



**ORTOVENETA**  
2007 - Maser, Italia



**ICS ORTHOSERVICE**  
2010 - Balti, Moldavia



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
2011 - Baden-Baden, Germania



**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
2021 - Częstochowa, Polonia



**OSUK Ltd**  
2024 - Sunderland, Regno Unito



# Un'area pensata per te.

Accedi alla nostra area riservata, ti aspettano:

- servizi esclusivi
- listino prezzi personalizzato
- possibilità di fare ordini on line



**Se sei già registrato**  
effettua login  
con le tue credenziali



**Se non sei registrato**  
clicca su registrati  
e inserisci i dati



**Conferma la tua  
registrazione** sulla  
email che riceverai



**Scopri i servizi pensati per te**  
Offerte speciali  
Materiali per il punto vendita  
Servizi esclusivi dedicati



**Scegli i prodotti,  
inseriscili nel carrello  
e completa l'ordine**



**Riceverai una email  
di conferma** di ricezione  
del tuo ordine



**Inquadra il qr code  
e accedi all'area riservata**

[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better





# ORTHOSERVICE RO+TEN: LA CATENA DI ECCELLENZA

I semilavorati per plantari Orthoservice Ro+Ten sono progettati con **materie prime affidabili e garantite**, selezionate tra le migliori disponibili sul mercato.

I diversi semilavorati, di ottima fattura, **facili da lavorare** per asportazione di materiale o termoformabili, vi consentiranno di trovare la soluzione a svariati problemi, grazie ad accorgimenti d'avanguardia.

**Questa è la "catena dell'eccellenza" in cui crediamo:** lavorare fianco a fianco mettendo nelle vostre mani solo il meglio, per garantire il massimo benessere dei pazienti.

Tutti i nostri semilavorati  
per plantari sono  
termoformabili a  
90/95°C per 4/6 minuti.

SEMILAVORATI

PER PLANTARI

## LINEA H


Una linea di **semilavorati per plantari particolarmente versatili e facilmente adattabili a esigenze specifiche**, anche molto diverse. Per la maggior parte lavorabili per asportazione di materiale, sostengono e ammortizzano dove serve, grazie alla possibilità di scegliere, sia in termini di forma, grado di avvolgenza, densità e presenza di particolari accorgimenti, le caratteristiche più idonee al raggiungimento del risultato desiderato.



### H12

CODICE 80012


Semilavorato per plantare monocoque multicolore



### H16

CODICE 80016

Semilavorato per plantare bidensità standard 3/4



Con rinforzo in fibra vegetale






Con rinforzo in fibra vegetale

# H18

CODICE 80018

Semilavorato per plantare avvolgente (bambino)



Taglia dal 24 al 44




Con rinforzo in resina

# H39

CODICE 80039

Semilavorato per plantare fisiologico con spinta metatarsale morbida



Taglia dal 35 al 46

## LINEA Z

Dedicata al piede diabetico e artritico, la **Linea Z** consente di creare **plantari personalizzabili scegliendo la forma** e determinando, per ogni distretto del piede, **il grado di durezza** e l'eventuale **aggiunta di rinforzi o barre**.

Grazie ai materiali a memoria di forma, l'adattabilità al piede è massima, le pressioni eccessive scaricate e la stabilità di meso e retro piede garantite.



Con rinforzo in resina




Con rinforzo in resina

### Z21

CODICE 80021


Semilavorato per plantare comfort plus (diabetico e reumatico)



### Z22

CODICE 80022

Semilavorato per plantare comfort (diabetico e reumatico)






Con rinforzo in fibra vegetale

# Z40

CODICE 80040

Semilavorato per plantare fisiologico con barra in lattice





## LINEA J-PEDIATRICA

Una linea appositamente creata per i più piccoli.

L'aumentata avvolgenza garantisce stabilità, soprattutto a livello di tallone e cuboide, assicurando il controllo sia in pronazione che supinazione.


Nella versione con multistrato la corretta deambulazione è favorita anche da una buona flessibilità.



### J24

CODICE 80024


Semilavorato per plantare avvolgente dinamico (bambino)



### J25

CODICE 80025

Semilavorato per plantare semi-avvolgente dinamico (bambino)



Con rinforzo in fibra vegetale

# ORTHOSERVICE RO+TEN: QUANDO CAD- CAM FA RIMA CON QUALITÀ'

Attraverso la nostra linea produttiva siamo in grado di soddisfare le diverse esigenze di ciascuno di voi.

**Progettazioni personalizzate e realizzazione in tempi rapidi di ogni tipologia di plantare sono da sempre parte integrante del nostro know how. Solo così cad-cam fa rima con qualità.**


PLANTARI

SEMILAVORATI

CAD CAM

## PLANTARI CAD CAM


I nostri **plantari fresati** sono progettati e realizzati utilizzando l'**avanzata tecnologia CAD CAM** tramite una fresa CNC, che garantisce precisione, comfort e **personalizzazione totale**. Questo approccio innovativo permette di ottenere supporti ortopedici altamente efficaci, ideali per il trattamento di problemi posturali, dolori plantari e altre patologie specifiche del piede. L'utilizzo della tecnologia CAD CAM consente inoltre di **ridurre i tempi di produzione** e di garantire una **qualità costante**, con materiali resistenti e durevoli. Che sia per un atleta, un lavoratore o semplicemente una persona che cerca maggiore comfort nella vita quotidiana, i nostri plantari sono la **soluzione ideale per migliorare il benessere e la salute del piede**.



### Semilavorato retrocapitale

Semilavorato FRESATO con sostegno retrocapitale


CODICE **80430**




### Semilavorato dinamico

Semilavorato FRESATO dinamico

CODICE **80431**








## Semilavorato fisiologico

Semilavorato FRESATO fisiologico

CODICE 80432



Taglia dal 34 al 46 | Colore giallo



# ORTHOSERVICE RO+TEN: KIT PLANTARI SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Abbiamo realizzato un **kit di materiali** tagliati su dima già pronti per **l'incollaggio** e la **termoformatura**.  
L'obiettivo?

Farvi realizzare i vostri plantari su misura in modo **facile** e **veloce**.

Questi materiali sono disponibili su richiesta nelle forme e nei colori più graditi.

KIT

PLANTARI



## KIT PLANTARI

Abbiamo deciso di dare al tecnico ortopedico la possibilità di creare una **propria linea in formato Kit** con personalizzazione della dima per ogni pezzo che lo compone. **Materiali di Base e Rinforzi**: una selezione di materiali durevoli e confortevoli, pronti per essere termoformati e sagomati sul calco del paziente per il massimo comfort e supporto del piede. **Componenti Aggiuntivi**: accessori e inserti opzionali che permettono ulteriori personalizzazioni, come supporti per arco plantare, cuscinetti ammortizzanti e altre soluzioni specifiche per particolari esigenze ortopediche. Questo kit è pensato per garantire **flessibilità e facilità d'uso**, permettendo al tecnico ortopedico di creare plantari altamente funzionali e confortevoli in tempi rapidi, con la possibilità di adattarli alle caratteristiche uniche di ogni paziente. La soluzione ideale per chi cerca un **approccio pratico, personalizzabile e professionale nella realizzazione dei plantari**.

## Kit plantari



- Pu Ro+Ten Diab
- Highflex grigio  
4 mm forato
- EVA 60 carta da  
zucchero 5 mm
- EVA 60 bianco 5 mm
- Resina 0.8 mm nero
- Poron XRD 3 mm

I materiali di composizione del kit verranno scelti tra quelli a catalogo e a magazzino (varia scelta di spessori, shore, densità, finitura e colori) direttamente con i tecnici Ro+Ten per la miglior personalizzazione e riuscita del kit stesso secondo le esigenze personali

# ORTHOSERVICE RO+TEN: PERSONALIZZA- ZIONE, UNA SCELTA VINCENTE

Creare un **plantare personalizzato** significa ideare, progettare, sviluppare e produrre un pezzo unico, in grado di **adattarsi perfettamente alle necessità di ciascuno di voi** e, di conseguenza, del **paziente finale**.

In questa sezione del catalogo abbiamo radunato i nostri best-seller, per una scelta di prodotti sempre più su misura.

PLANTARI

PERSONALIZZATI

## PLANTARI PERSONALIZZATI:

### la Soluzione Flessibile per Professionisti Ortopedici

I **plantari personalizzati** rappresentano la scelta perfetta per i tecnici ortopedici che desiderano un prodotto di base di alta qualità creato appositamente per il proprio *modus operandi*, pronto per essere personalizzato secondo le esigenze specifiche del cliente e stampati su forme scelte tra le molte disponibili. Questi plantari forniscono una **solida struttura** di partenza, realizzata con **materiali resistenti e confortevoli** a scelta del tecnico tra quelli del nostro catalogo. Grazie alla loro flessibilità, i plantari semi lavorati consentono al tecnico ortopedico di **applicare modifiche specifiche**, come correzioni di postura, supporto per l'arco plantare o ammortizzazione mirata. Con questa gamma di plantari semi lavorati, i professionisti del settore ortopedico possono contare su una base affidabile e versatile creata a proprio piacimento, che consente di risparmiare tempo e di ottimizzare il processo di personalizzazione, offrendo ai clienti una soluzione personalizzata di alta qualità.

QUI DI SEGUITO AVETE A DISPOSIZIONE DEGLI ESEMPI GIA' IN PRODUZIONE, MA LE POSSIBILITA' SONO INFINITE

### Plantare Dinamico H374M

VERDE



Codice: **80374M**

Plantare dinamico con scarico calcaneare shock absorber, rivestimento poliuretano ad alto ritorno energetico

### Plantare Comfort H381

CARNE CON INSERTI AZZURRI



Codice: **80381**

Plantare con scarichi localizzati alle teste metatarsali e calcaneare, e rivestimento morbido e confortevole

### Plantare Base modulare H393

VERDE CON INSERTO VERDE



Codice: **80393**

Plantare semilavorato senza rivestimento e con struttura rigida al retro piede, utile come base per molte lavorazioni

### Plantare Diab H400B

ROSSO




Codice: **80400**

Plantare semilavorato rivestito di PU RO+TEN DIAB per massimo comfort e duttilità per il paziente diabetico



## Plantare Multicolor H413C

AZZURRO CON BANDA MULTICOLOR



Codice: **80413**

Plantare semilavorato  
BASE 3/4 da 15 mm utile  
da lavorare per più tipologie  
di lavorazioni



# ORTHOSERVICE RO+TEN: I NOSTRI PUNTI FERMI

Le **materie prime** selezionate da Orthoservice Ro+Ten hanno ottime caratteristiche, ideali per facilitare il lavoro di chi confeziona su misura: **le basi** hanno forme, durezze e spessori differenziati; con **gli inserti** potrete calibrare grado di assorbimento /dissipazione dell'energia e forza propulsiva. **Le ricoperture e i rivestimenti**, a contatto col piede, sono resistenti al sudore e dermocompatibili, la colla è ad acqua. **La termoformatura è facilitata**, grazie alle caratteristiche di temperatura e tempo simili per ogni materiale.

**Affidabilità, durata e bassa necessità di manutenzione** sono i nostri punti fermi. **Metteteli subito alla prova!**

MATERIE

PRIME

## Luxor

NERO




Codice: **OSVE016**  
Formato: rotolo  
L= 1 m - h= 1400 mm

Codice: **OSVE005**  
Formato: rotolo  
L= 25 m h= 115 mm  
(già adesivato)

## Thunder+PodoDry

NERO




Codice: **OSVE018**  
Formato: rotolo  
L= 1 m - h= 1400 mm

Codice: **OSVE006**  
Formato: rotolo  
L= 25 m - h= 115 mm

## MicroFibraStretch

CURRY - DARK CHOCO - NERO



Con trattamento  
Sanitized e  
Antibatterico

Codice: **OSVE001**  
Curry


Codice: **OSVE002**  
Dark Choco

Codice: **OSVE010**  
Nero

Formato: rotolo  
L= 25 m - h= 115 mm

## LaiPorellina

BEIGE - TORTORA - NERO



Codice: **OSVE003**  
Beige


Codice: **OSVE004**  
Tortora

Codice: **OSVE009**  
Nero

Formato: rotolo  
L= 25 m - h= 115 mm

## Carbonstyle

NERO



Codice: **OSB0001**  
Spessore: 0,6 mm

Dimensione Foglio:  
1400 x 1000 mm



## FUTURA

GRIGIO



Codice: **OSSP001**  
Formato: rotolo  
L = 1 m - h = 1400 mm

## EVA XDE Impact

CREMA




Codice: **131000303**  
Spessore: 3 mm

Codice: **131000306**  
Spessore: 6 mm

Dimensione Foglio:  
100 x 65 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 170  
Durezza (Shore A): 20  
Superficie: Liscio  
Proprietà: Shock Absorber

## EVA25SOFTmicro

MARRONE - NERO



Codice: **OSCR016**  
**Marrone**  
Spessore: 1 mm

Codice: **OSCR067**  
**Nero**  
Spessore: 1 mm

Dimensione Foglio:  
1070 x 900 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 270  
Durezza (Shore A): 23/28  
Temperatura di lavoro:  
90° C 30 sec

## EVA25ELASTforato

BEIGE



Codice: **OSEUAT026**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT025**  
Spessore: 6 mm

Dimensione Foglio:  
920 x 1100 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 130  
Durezza (Shore A): 23/28  
Temperatura di lavoro:  
90° C 2 min. (3 mm)  
90° C 3 min. (6 mm)

## EVA28TECH

BLU




Codice: **OSCR019**  
Spessore: 2 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 130  
Durezza (Shore A): 25/35  
Temperatura di lavoro:  
90° C 2 min

## EVA30micro

ALBICOCCA



Codice: **OSEU021**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU020**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU019**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 90  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
90° C 2 min - 90° C 3 min (5 mm)

## EVA30PLUSmicro

NERO



Codice: **OSEUAT024**  
Spessore: 2 mm


Codice: **OSEUAT023**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT022**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000x950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 150  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
90° 2 min. (2 - 3 mm)  
90° 3 min. (5 mm)

## EVA30PLUSmicro

ALBICOCCA



Codice: **OSEUAT019**  
Spessore: 2 mm


Codice: **OSEUAT018**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT017**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 150  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
90° 2 min. (2 - 3 mm)  
90° 3 min. (5 mm)

## EVA30PLUS

ALBICOCCA




Codice: **OSEUAT020**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 150  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
90°C 3 min

## EVA30BIOmicro

CUOIO



Codice: **OSSEAT001**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSEAT002**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT003**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
80°C 2 min (2 - 3 mm)  
80°C 3 min (5 mm)

## EVA30BIO

CUOIO



Codice: **OSSEAT004**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT005**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
80°C 2 min (3 mm)  
80°C 3 min (5 mm)

## EVA33TECH

ROSSO



Codice: **OSCR021**  
Spessore: 2,5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 1000 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 120  
Durezza (Shore A): 30/35  
Temperatura di lavoro:  
90° 2 min.

## EVA38micro

### MACULATO



Codice: **OSEU007**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU006**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU005**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min (2 - 3 mm)  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA38micro

### MARMORIZZATO



Codice: **OSEU011**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU010**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU009**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min (2 - 3 mm)  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40micro

### AZZURRO



Codice: **OSSE004**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSE005**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE006**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min (2 - 3 mm)  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40

### AZZURRO



Codice: **OSSEAT008**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT009**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min (3 mm)  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40micro

### ROSSO



Codice: **OSSE009**  
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSE010**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE011**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min (2 - 3 mm)  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40

### ROSSO



Codice: **OSSEAT010**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT011**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min -  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40

### TESTA DI MORO




Codice: **OSSEAT012**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT013**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min -  
90°C 3 min (5 mm)

## EVA40micro

### TESTA DI MORO



Codice: **OSSE014**  
Spessore: 2 mm


Codice: **OSSE015**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE016**  
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2 min -  
90°C 3 min (5 mm)

## EVASPORT

### GIALLO FLUO



Codice: **OSOR005**  
Spessore: 3 mm

Dimensione Foglio:  
1000x1500 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 170  
Durezza (Shore A): 16  
Temperatura di lavoro:  
90°C 2min

Eva dalle caratteristiche elastiche simili ad un poliuretano, dal peso contenuto e consigliato per uso sportivo.



## Pu Ro+Ten Med

BEIGE



Codice: **OSOR007**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOR006**  
Spessore: 1,5 mm

Formato: foglio  
L = 1 m - h = 1500 mm

## Pu Ro+Ten Med forato

BEIGE




Codice: **OSOR008**  
Spessore: 1,5 mm

Codice: **OSOR011**  
Spessore: 3 mm

Formato: foglio  
L = 1 m - h = 1500 mm

## Pu Ro+Ten Black

NERO



Codice: **OSOR002**  
Spessore: 1,5 mm

Codice: **OSOR009**  
Spessore: 3 mm

Formato: foglio  
L = 1 m - h = 1500 mm

## Pu Ro+Ten Diab

ARANCIO




Codice: **OSOR003**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOR010**  
Spessore: 6 mm

Formato: foglio  
L = 1 m - h = 1500 mm

## Poron XRD™

GIALLO



Codice: **OSOM006**  
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOM015**  
Spessore: 6 mm

Formato: rotolo  
L = 1 m - h = 1372 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 240  
Durezza (Shore „0"): 32  
Tipo: Shock absorber

## HighflexLiscio

GIALLO



Codice: **W701622630.02S**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04S**  
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06S**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm

EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)

## HighflexMicroforato

GIALLO



Codice: **W701622630.02SM**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04SM**  
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06SM**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm

EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)

## HighflexPerforato

GIALLO



Codice: **W701622630.02SP**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04SP**  
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06SP**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm

EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)



## HighflexLiscio

TIERRA



EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)

Codice: **W701622870.02S**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04S**  
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622870.06S**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm

## HighflexMicroforato

TIERRA



EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)

Codice: **W701622870.02SM**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04SM**  
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622870.06SM**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm

## HighflexPerforato

TIERRA



EVA Sh.20 Trattamento  
antibatterico e antifungino  
(certificato)

Codice: **W701622870.02SP**  
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04SP**  
Spessore: 4 mm


Codice: **W701622870.06SP**  
Spessore: 6 mm

Dimensione  
Foglio: 108 x 95 mm



## EVA30PLUS

ALBICOCCA



Codice: **OSEUAT021**  
Spessore: 10 mm  
  
Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 150  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 5 min.

## EVA30BIO


BEIGE



Codice: **OSSEAT029**  
Spessore: 10 mm  
  
Dimensione Foglio:  
1000 x 950 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160  
Durezza (Shore A): 28/35  
Temperatura di lavoro: 80°C  
5 min.

## EVA40

AZZURRO-ROSSO-TESTA DI MORO



Codice: **OSSE007**  
**Azzurro**  
Spessore: 10 mm  
  
Codice: **OSSE012**  
**Rosso**  
Spessore: 10 mm  
  
Codice: **OSSE017**  
**Testa di moro**  
Spessore: 10 mm  
  
Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 5 min.

## EVA40Multicolor

MULTICOLOR



Codice: **OSSE022**  
Spessore: 15 mm  
  
Dimensione Foglio:  
900 x 980 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230  
Durezza (Shore A): 35/45  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 6 min.

## EVA50


GRIGIO



Codice: **OSSE001AT**  
Spessore: 5 mm  
  
Codice: **OSSE002**  
Spessore: 10 mm  
  
Dimensione Foglio:  
940 x 850 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200  
Durezza (Shore A): 45/55  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 3 min.

## EVA50

NERO



Codice: **OSSEAT019AT**  
Spessore: 5 mm  
  
Codice: **OSSE020**  
Spessore: 10 mm  
  
Dimensione Foglio:  
940 x 850 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200  
Durezza (Shore A): 45/55  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 3 min.



## EVA60

### CARTA DA ZUCCHERO




Codice: **OSSE027**  
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:  
800 x 940 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200  
Durezza (Shore A): 55/65  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 6 min.

## EVA62Sughero

### SUGHERO



Codice: **OSEUAT033**  
Spessore: 2 mm


Codice: **OSSE023**  
Spessore: 5 mm

Codice: **OSSE024**  
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:  
800 x 940 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 260  
Durezza (Shore A): 55/65  
Temperatura di lavoro:  
90/95°C 4 min -  
90/95°C 6 min (10mm)

## Lastra anti-dust

### BIANCO



Materiale  
con trattamento  
antipolvere

Codice: **SHA 50**  
**L50050BIAA**  
Spessore: 5 mm

Codice: **SHA 40**  
**L40050BIAA**  
Spessore: 5 mm


Codice: **SHA 50**  
**L50100BIAA**  
Spessore: 10 mm

Codice: **SHA 40**  
**L40100BIAA**  
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:  
1850x1000 mm  
Durezza (Shore A): 40 / 50

## Lastra anti-dust

### GRIGIO




Materiale  
con trattamento  
antipolvere

Codice: **SHA 40**  
**L40050914A**  
Spessore: 5 mm

Codice: **SHA 50**  
**L50100914A**  
Spessore: 10 mm


Codice: **SHA 40**  
**L40100914A**  
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:  
1740x950 mm  
Durezza (Shore A): 40 / 50



## CrispinFLUX

AZZURRO



Codice: **OSCR024**  
Spessore: 0,9 mm

Codice: **OSCR025**  
Spessore: 1,3 mm

Dimensione Foglio:  
750 x 1000 mm  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 5 min.

## RENO

GRIGIO




Codice: **OSCU002**  
Spessore: 1,2 mm

Dimensione Foglio:  
750 x 1000 mm  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 5 min.

## CrispinFLEXcolor

VERDE




Codice: **OSCR002**  
Spessore: 1 mm

Dimensione Foglio:  
750 x 1000 mm  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 3 min.

## SuperFLEX

SABBIA




Codice: **OSCR004**  
Spessore: 1,8 mm

Dimensione Foglio:  
750 x 1000 mm  
Temperatura di lavoro:  
90/95° C 4 min.

## RinforzoTermo

BIANCO



Codice: **OSOS002**  
Spessore: 0,8 mm

Codice: **OSOS001**  
Spessore: 1,2 mm

Codice: **OSOS003**  
Spessore: 1,9 mm

Dimensione Foglio:  
700 x 1000 mm  
Temperatura di lavoro:  
90/95°C 4 min -  
90/95°C 3 min (0,8 mm)

# Materiali per officina ortopedica

## FIBRA di CARBONIO

NERO




Codice: **OSCARB240**

Dimensione: 1 m<sup>2</sup>  
Tessuto twill: 2x2  
Peso: 240gr/m<sup>2</sup>

Tessuto per lavorazione  
di tutori/protesi/ortesi in  
laminazione

## FIBRA di CARBONIO

NERO



Codice: **OSCARB600**

Dimensione: 1 m<sup>2</sup>  
Tessuto twill: 2x2  
Peso: 600gr/m<sup>2</sup>

Tessuto per lavorazione  
di tutori/protesi/ortesi in  
laminazione



**MATERIALI AFT  
PER L'OFFICINA  
ORTOPEDICA SU MISURA  
(TERMOFORMATURA E  
LAMINAZIONE)**

Prodotti disponibili  
su richiesta

TESSUTO FIBRA DI CARBONIO





# ORTHOSERVICE RO+TEN: UN'OFFERTA COMPLETA

La qualità è da sempre uno dei nostri capisaldi.

Per questo motivo selezioniamo sempre i migliori materiali **Eva**.

In questa sezione troverete **un'ampia gamma di blocchi** di ottima fattura, disponibili in misure diverse a seconda della fresa utilizzata e personalizzabili su richiesta per colore e tipologia.



BLOCCHI

## BLOCCOEVA25 33X25



### SALMONE

Codice: **B051** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 120

Durezza (Shore A): 25

## BLOCCOEVA30 33X25



### MIELE

Codice: **B049** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160

Durezza (Shore A): 30/40

## BLOCCOEVA35 33X25



### GRIGIO CHIARO

Codice: **OSSE026** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160

Durezza (Shore A): 30/40

## BLOCCOEVA40 33X25



### BLU - ARANCIO - MULTICOLOR

Codice: **OSSE030** Spessore: 31 mm **BLU**

Codice: **R3040010A** Spessore: 31 mm **ARANCIO**

Codice: **OSSE031** Spessore: 31 mm **MULTICOLOR**

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160

Durezza (Shore A): 30/40

## BLOCCOEVA50 33X25



### NERO

Codice: **B053** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 200

Durezza (Shore A): 50

## BLOCCHIEVA25 ovali



### SALMONE

Codice: **B010** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 120

Durezza (Shore A): 25

## BLOCCHIEVA30 OVALI



### MIELE

Codice: **B011** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160

Durezza (Shore A): 30

## BLOCCOEVA40 OVALI



### GRIGIO SCURO

Codice: **B012** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230

Durezza (Shore A): 40

## BLOCCHIEVA50 OVALI



### GRIGIO CHIARO

Codice: **B059** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230

Durezza (Shore A): 50

## BLOCCOEVA40 30X40



### MULTICOLOR

Codice: **OSB005** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230

Durezza (Shore A): 40

## BLOCCOEVA40 30X40



### GRIGIO CHIARO

Codice: **OSB040** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230

Durezza (Shore A): 40

## BLOCCOEVA40 30X40



### ARANCIO

Codice: **R4040463A** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli

Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160

Durezza (Shore A): 30

## BLOCCO SH 40/30 BIDENSITÀ



### CUOIO/CENERE

Codice: **SEL01** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230/160  
Durezza colore cuoio (Shore A): 40  
Durezza colore cenere (Shore A): 30

## BLOCCO SH 40/30 OVALE



### CUOIO/CENERE

Codice: **SEL03** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: Ovale  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 230/160  
Durezza colore cuoio (Shore A): 40  
Durezza colore cenere (Shore A): 30

## BLOCCO SH 40/30 BIDENSITÀ



### CUOIO/CENERE

Codice: **SEL02** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 400 x 300 mm con fori agli angoli  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160/230  
Durezza colore cuoio (Shore A): 40  
Durezza colore cenere (Shore A): 30

## BLOCCO SH 50/30 BIDENSITÀ



### NERO/CUOIO

Codice: **SEL04** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160/230  
Durezza colore nero (Shore A): 30  
Durezza colore cuoio (Shore A): 50

## BLOCCO SH 50/30 OVALE



### NERO/CUOIO

Codice: **SEL06** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: Ovale  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160/230  
Durezza colore nero (Shore A): 30  
Durezza colore cuoio (Shore A): 50

## BLOCCO SH 50/30 BIDENSITÀ




### NERO/CUOIO

Codice: **SEL05** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 400 x 300 mm con fori agli angoli  
Densità (kg/m<sup>3</sup>): 160/230  
Durezza colore nero (Shore A): 30  
Durezza colore cuoio (Shore A): 50



## BLOCCO



### GRIGIO/ARANCIO/NERO

Codice: **W77XC502390104** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVACAD 50 SH** Col.128 Grigio 25 mm  
**HIGHFLEX 25 SH** Col.172 Arancio 4 mm  
**EVACAD 70 SH** Col.181 Nero 2 mm

## BLOCCO




### NERO/TURCHESE/NERO

Codice: **W77XC403390104** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVACAD 40 SH** Col.181 Grigio 25 mm  
**ELASTOFLEX 20 SH** Col.1742 Blu 5 mm  
**EVACAD 70 SH** Col.181 Nero 2 mm

## BLOCCO



### GRIGIO CHIARO/TURCHESE/NERO

Codice: **W77XC403790104** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVACAD 40 SH** Col.121 Grigio chiaro 30 mm  
**HIGHFLEX 20 SH** Col.174 Turchese 5 mm  
**EVACAD 70 SH** Col.181 Nero 2 mm

## BLOCCO



### SKIN/LIGHT BLUE/BEIGE

Codice: **W77XEL11390129 DIAB** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**ELASTOFLEX 15 SH** Col.101 Skin 25 mm  
**ELASTOFLEX 15 SH** Col.172 Light Blue  
**DURALUX 70 SH** Col. Beige 1,2 mm

## BLOCCO



### BLUE

Codice: **W77YVM40190104** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVA MARBLE 40 SH** Col. 45 Blue

## BLOCCO



### NERO

Codice: **W77YA450290104** Spessore 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVASTAT 45 SH** Col. Nero



## BLOCCO



### NERO

Codice: **W77YCB400190104** Spessore: 30-10 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

### EVA CARBOSTAT

Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero  
Durezza (Shore A): 40

## BLOCCO



### NERO

Codice: **W77WCB400390129** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

### EVA CARBOSTAT

Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero  
Durezza (Shore A): 40

## BLOCCO



### NERO

Codice: **W77WCB300290129** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

### EVA CARBOSTAT

Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero  
Durezza (Shore A): 30

## BLOCCO



### BIANCO/NERO

Codice: **W77WC350690104** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

### EVACAD 35 SH Col.109 Bianco

**EVACAD 35 SH Col.181 Nero**

## BLOCCO




### TERRA

Codice: **W77WC300190104** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVACAD 40 SH Col.187 Terra**

## BLOCCO



### BLU/TERRA

Codice: **W77ZA500290129** Spessore: 30 mm  
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EXTRAFOAM MEDIUM 35 SH Col. Blu 20 mm**

**EXTRAFOAM HARD 50 SH Col. Terra color 10 mm**

## BLOCCO



### GRIGIO CHIARO/TERRA

Codice: **W77CS1030029** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

**EVACAD 40** Col.121 Grigio chiaro

**EVACAD 30** Col.187 Terra




# ORTHOSERVICE RO+TEN: I COMPONENTI ACCESSORI

In ogni lavorazione e personalizzazione che si rispetti non possono certamente mancare gli accessori.

**Schiume fenoliche, colle e diluenti** sono i complementi utilissimi durante la vostra attività quotidiana, **validi alleati al vostro servizio**. Abbiamo selezionato questi materiali con cura e attenzione e li abbiamo raccolti in questa sezione del nostro catalogo affinché li possiate avere sempre a portata di mano.

ACCESSORI

## Carta podografica



Codice: **OSP0001**

Quantità: 50 pezzi (1 cf)  
Misure: altezza 33 cm,  
larghezza 48 cm

## Colla neoprenica



Codice: **OSCA011**

Quantità: 1 kg (1 cf)

## Diluyente per colla neoprenica



Codice: **OSCA010**

Quantità: 1 l (1 cf)

## Film bi-adesivo



Codice: **OSTH003**

**BIANCO**  
Rotolo 11,5 cm x 50 m

## Portacolla



Codice: **OSGU001**

Quantità 1 pezzo



## Schiuma fenolica




Codice: **OSSR002**

### GRANDE

Quantità: 1 confezione da 25 pezzi / Altezza: 5 cm

## Schiuma fenolica



Codice: **OSSR001**

### PICCOLA

Quantità: 1 confezione da 50 pezzi / Altezza: 3,5 cm




# ORTHOSERVICE RO+TEN: LA MICROFIBRA TRASPIRANTE

La ricerca delle migliori materie prime è da sempre uno dei nostri punti di forza. Per questo motivo **abbiamo deciso di distribuire nel mercato italiano le microfibre traspiranti Durafit.** Avrete a vostra disposizione differenti soluzioni, modelli, strutture e colori. **Fate la vostra scelta!**

MICROFIBRA

DURAFIT





MICROFIBRA DURAFIT





Absorbent



High tensile strength



Light



Durable



Fast-drying



Anti-slip



Anti-odor



Large color range

## DURAFIT Microfibre traspiranti

**Durafit è un'innovativa microfibra**, dalla grande resistenza, più **leggera** del 50% rispetto al cuoio, oltre ad essere **ipoallergenica** e a garantire una **perfetta regolazione dell'umidità**. Il materiale è robusto e duraturo, altamente resistente allo strappo, meno dannoso per l'ambiente e disponibile in un'ampia gamma di strutture e colori.

**Colore, struttura, spessore e formato** di consegna possono essere **personalizzati** in base alle vostre esigenze. Questa esclusiva microfibra si rivela adatta per un'ampia gamma di applicazioni pratiche, dalle soluzioni specialistiche in ambito ortopedico alla realizzazione di solette dalla perfetta aderenza, di sottopiedi o per calzature sportive elastiche e leggere. **Grazie a Durafit, sarà possibile realizzare calzature confortevoli, traspiranti al 100%**, con un'eccellente vestibilità e un'ottimale termoregolazione del piede.


### I Vantaggi di Durafit

#### Per i produttori di calzature e solette

- Realizzare scarpe con una microfibra interamente traspirante
- Eccellente sostitutivo del cuoio: più facile da lavorare, minor impatto ambientale
- Maggiori vantaggi in termini di regolazione della temperatura e dell'umidità
- Significativamente più leggera di altri materiali
- Spessore materiale stabile ed elevata resistenza allo strappo
- Elevata efficienza produttiva e riciclabile al 100%

#### Per gli utenti finali

- Elevata capacità di regolazione del livello di umidità
- Ampio assortimento di colori in un'altrettanto vasta scelta di strutture e formati di consegna
- Elevata solidità del colore
- Lavabile a 95° C senza il rischio di restringimenti o perdita delle proprie caratteristiche tecniche
- Previene la formazione di quasi tutti i cattivi odori
- Ipoallergenica
- Elevatissimo comfort di calzatura
- Materiale leggero ed elastico e vestibilità morbida





## Punti di eccellenza rispetto al cuoio

- Nel processo di produzione non vengono usati pericolosi tannini (materiale ipoallergenico)
- **La resa per m2 è di circa il 10-15% più elevata**, perché Durafit ha dimensioni continue
- **Fino al 5% in meno di cedimenti o rotture**, grazie all'omogeneità del materiale: elevata efficienza produttiva e perdite di lavorazione quasi pari a zero.
- **Tempi di lavorazione di almeno il 30%**

**inferiori** rispetto a quelli del cuoio, grazie ad una lavorazione in ambiente semi-automatico, possibilmente con tecnologia nesting.

**Microfibra traspirante al 100%**; look & feel identici a quelli della vera pelle, ma più leggera del 50%, ipoallergenica e capace di garantire una perfetta regolazione dell'umidità.



Microfibra traspirante al 100%; look & feel identici a quelli della vera pelle, più leggera del 50%, ipoallergenica e capace di garantire una perfetta regolazione dell'umidità.

I test da noi condotti indicano che **l'elevata durabilità di Durafit** si rivela il fattore chiave in termini di miglioramento dell'impatto ambientale. In altre parole, maggiore è la sostenibilità del prodotto, minore sarà l'impatto a carico dell'ambiente. E questa è anche una ragione importante

che spiega il perché applichiamo standard di collaudo particolarmente rigidi. Quando sviluppiamo prodotti che abbiano una durata più lunga rispetto alla norma, supportiamo al tempo stesso la salvaguardia dell'ambiente nel quale noi tutti amiamo vivere e svolgere le nostre attività.



**Durafit vi consente di personalizzare al meglio ogni vostro prodotto: scegliete la struttura del materiale, il colore e la forma che meglio si adattano alle vostre calzature o solette.**

## Una varietà di strutture a disposizione




### **Durafit Smooth (liscia)**

Estetica e sensazione al tocco pari a quelle della pelle naturale, con una struttura superficiale liscia. Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.  
Spessore: 0,8mm



### **Durafit Semi-perforated (semitraforata)**

Una base liscia, con un motivo regolare traforato.  
Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.  
Spessore: 0,8 mm



### **Durafit Gloss**

Un bellissimo effetto seta, lucido e morbido al tatto grazie allo speciale rivestimento. Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.  
Spessore: 0,8 mm



### **Durafit Plus**


Spessore extra, eccellente per le solette interne. Fornisce una maggiore stabilità ai rivestimenti interni delle calzature ortopediche e antinfortunistiche, ma può anche essere ampiamente utilizzata quale ideale materiale sostitutivo della pelle. Disponibile in rotoli da 70 cm x 75 m.  
Spessore: 1,1 mm

## Durafit – Gli Speciali



### **Durafit Ceramic**

Una soletta interna perfetta con un modernissimo look high tech. Ideale per applicazioni soggette a rigorosi requisiti in termini di durata e proprietà antiscivolo. Spessore: 0,8 mm.



### **Durafit Conductive**

Durafit Conductive rimuove con estrema efficacia anche le più piccole cariche elettrostatiche.  
Spessore: 0,8 mm.



### **Durafit Hybrids**

Microfibra Durafit con un morbido strato aggiuntivo in Poron, PPT ed EVA, a garanzia di un comfort di calzata ancora maggiore. Disponibile in vari spessori. Spessore: variabile.

## Gamma colori

**Date ai vostri prodotti un aspetto unico e immediatamente riconoscibile.**

I colori hanno molta più importanza di quanto si pensi.

Frecoma continua ad aggiungere alla propria gamma nuove tonalità.

**PER TUTTE LE NOVITÀ SUI COLORI DISPONIBILI, CHIEDETE UNA CARTELLA COLORI.**

I colori che indossate producono un impatto duraturo



## Personalizzazione Completa

DuraFit vi consente di realizzare prodotti completamente personalizzabili.

### Materiale

Colore, struttura, spessore e formato di consegna di DuraFit possono essere personalizzati in base alle vostre precise esigenze.

### Stampa personalizzata

Sfruttate al massimo le opportunità di branding, aggiungendo il vostro logo, il nome della vostra azienda o quello dei

vostri clienti e personalizzando DuraFit con una stampa a colori o a sublimazione. La stampa a colori, a sublimazione, metallizzata o iridescente conferirà al vostro prodotto un look unico e personale.

### Forma su misura

I nostri speciali sistemi di taglio ci permettono di sagomare il materiale secondo le indicazioni del cliente. Diteci cosa vi serve e noi produrremo la soluzione su misura per voi!

### Original



### Foil print



### Metallic



### Iridescent




### Fluo print




## Formati di consegna standard

Tutti i colori delle microfibre in versione Durafit Smooth, Durafit Semi-Perforated, Durafit Ceramic e Durafit Gloss sono disponibili nei seguenti formati di consegna:

<b>Master roll</b>	140 cm x 50 m
<b>Mini roll</b>	11.5 cm x 25 m
<b>Sheet</b>	140 cm x 1 m




I modelli pretagliati e le solette sono disponibili in un'ampia gamma di forme e dimensioni o possono essere personalizzati.



Durafit con PPT o imbottitura in Poron® è disponibile in:

<b>Mini roll</b>	11.5 cm x 25 m
<b>Sheet</b>	140 cm x 1 m



## Varianti Durafit


### Proprietà ineguagliabili anche nelle condizioni più estreme

**Durafit Ceramic**, usato per il rivestimento delle solette, è un materiale innovativo dalle innumerevoli **proprietà high-tech**.


La speciale stampa Ceramic rende questa versione del prodotto la scelta ideale per **soddisfare le richieste più esigenti in materia di resistenza all'usura**, tenuta del colore e applicazioni antiscivolo. Le particolari scanalature presenti nel design di stampa conducono l'umidità

all'interno del materiale lasciando il piede asciutto e garantendo una **calzata particolarmente confortevole**.


Durafit Ceramic può essere abbinata ad un'ampia gamma di materiali per imbottitura di alta qualità come ad esempio Poron®, PPT ed EVA al fine di offrire una migliore distribuzione della pressione e un effetto ammortizzante per performance ancora più elevate.




Black



Grey



Ivory



Ceramic  
with PPT

### Quando la sicurezza incontra il comfort

Con la versione **Durafit Conductive** offriamo un materiale di rivestimento ad **elevata conduttività** e caratterizzato dalle ben note e apprezzate proprietà della microfibra Durafit classica.

Nel settore dell'elettronica High Tech tutto ruota attorno a precisione, sicurezza e tecnologia. Lo stesso si applica alla versione Durafit Conductive che abbiamo

sviluppato proprio per questo comparto industriale.

Durafit Conductive rimuove con estrema efficacia anche la più piccola carica elettrostatica. Con una **resistenza  $\leq 0,1 M\Omega$** , Durafit Conductive soddisfa ampiamente tutti gli standard di sicurezza europei e questo garantisce l'alta qualità del prodotto finito.



Smooth



Black



Marine

Semi-perforated



Black



Marine



## Prodotti disponibili a magazzino

<b>4020701</b>	D.FIT CREAM SMOOTH MINI ROLL 0,8 MM
<b>4020715 10</b>	D.FIT CONDUCT. BLACK SMOOTH 0,8 MM M.ROLL
<b>4020815 10</b>	D.FIT CONDUCT. BLACK SEM. PERF. 0,8 MM MROLL
<b>9190000 9</b>	D.FIT 0,8 MM BLACK CERAMIC M.R.25 MTX11,5
<b>9190008 2</b>	D.FIT 0,8 MM GREY SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
<b>9190009 2</b>	D.FIT 0,8 MM STONE SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
<b>9190014 4</b>	D.FIT 0,8 MM ECRU SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
<b>9190014 8</b>	D.FIT 0,8 MM GREY SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
<b>9190015 6</b>	D.FIT 0,8 MM OCEAN SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
<b>9190037 1</b>	D.FIT 0,8 MM BLACK SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
<b>9190037 7</b>	D.FIT 0,8 MM ANTHRAC. SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
<b>9200001 6</b>	D.FIT 0,8 MM MARINE SMOOTH M.R. 25 MTX11,5

# ORTHOSERVICE RO+TEN: AFT INTERNATIONAL

Orthoservice Ro+Ten è **distributore esclusivo e ufficiale Aft International su tutto il territorio italiano.**

Grazie a questo binomio ciascuno di voi avrà una scelta sempre più ampia e variegata. Cuscinetti, macchinari, banchi da lavoro, scaffalature, rampe per la riabilitazione e forni sono soltanto alcuni dei prodotti che abbiamo deciso di selezionare e mettere a vostra disposizione.



- Scarica il catalogo con il QR Code
- Contatta il tuo agente di zona
- Richiedi la tua copia cartacea

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. A1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro+Ten S.r.l. ("Ro+Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, Via Marco De Marchi, 7, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

### 2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro+Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine.
- 2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro il termine di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro+Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 Senza pregiudizio alla validità ed alla efficacia delle presenti condizioni generali di vendita, con riferimento ai soli prodotti oggetto di compravendita, i cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

### 3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

### 4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
  - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
  - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

### 5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fine del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

### 6. Consegni - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro+Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

### 7. Garanzia

- 7.1 All'Acquirente si applica la garanzia generale prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. L'Acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di un anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.2 Laddove l'Acquirente rientri nella qualifica di consumatore di cui all'Art. 3 del Codice del Consumo, resta ferma la sola garanzia legale di conformità ex Art. 128 ss. del Codice del Consumo sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna. In ogni caso, l'Acquirente consumatore dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, a qualsiasi garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di due anni dalla data di consegna del prodotto.
- 7.3 La garanzia di cui agli articoli che precedono non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore o dal venditore.

- 7.4. In presenza di un acclarato vizio di conformità, il cliente ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte di Ro+Ten, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
- 7.5. Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data di consegna. Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S.r.l., al termine dei sei mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all'art. 1490 c.c. e ss.
- 7.6. È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate.

### 8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
- 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
- 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.
- 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
  - obsoleti e/o fuori listino
  - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
- 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten, Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB

### 9. Decadenza del beneficio del termine.

#### Clausola risolutiva espressa. Solve et repete

- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
- 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### 10. Risoluzione

Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

### 11. Forza Maggiore

Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

### 12. Diritti di proprietà industriale

Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o loghi appartenenti o depositati o comunque utilizzati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten. È vietata la vendita on-line di tutti i prodotti per i quali Ro+Ten, sulle relative confezioni e/o al loro interno, ha espressamente escluso la vendita attraverso tale canale distributivo.

### 13. Legge applicabile - Foro competente

- 13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

### 14. Informazioni ai sensi della Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 24 lett. a, b, c, D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 6 lett. b - f, Regolamento UE 679/2016, Ro+Ten comunica ai propri acquirenti che i dati personali dagli stessi conferiti al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti, trattati e detenuti unicamente per le seguenti attività: fornitura dei servizi richiesti dall'interessato nell'ambito del rapporto/ contratto in essere (es. fornitura prodotti; gestione rapporto commerciale; adempimento obblighi precontrattuali; conclusione contratti; etc., etc.); finalità legate all'organizzazione delle iniziative istituzionali, ivi comprese finalità di interesse legittimo correlate; adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e fiscali, recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio in materia di anticicliaggio) a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo; l'esercizio dei diritti del Titolare e gestione di un eventuale contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data dal 1 gennaio 2025.



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



UNI CEI EN ISO 13485:2021  
UNI EN ISO 9001:2015



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
[info@orthoservice.com](mailto:info@orthoservice.com) · [www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
[info@orthoservice.de](mailto:info@orthoservice.de) · [www.orthoservice.de](http://www.orthoservice.de)

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
[info@orthoservice.pl](mailto:info@orthoservice.pl) · [www.orthoservice.pl](http://www.orthoservice.pl)

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield

Sunderland Enterprise Park East

Sunderland SR5 2TA

Tel +44 (0) 191 51 66 220

[info@orthoservice.uk](mailto:info@orthoservice.uk) · [www.orthoservice.uk](http://www.orthoservice.uk)

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 0362 18 51 200

[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com) · [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

Copyright Orthoservice Ro+Ten Ottobre 2024

Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. Orthoservice Ro+Ten si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.



**RO+TEN S.r.l.**

Via Comasina, 111  
20843 Verano Brianza (MB)  
tel. +39 0362 18 51 200  
[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com)  
[www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

**PER EFFETTUARE UN ORDINE:**

inviaci una email  
[ordiniclienti@roplusten.com](mailto:ordiniclienti@roplusten.com)



ordina on-line  
[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

